


Tabouret de douche réglable Rugao

NOTICE D'INSTALLATION







AKW
Life Made Better






Réf
Blanc - **02301WH**

Réf
Noir - **02301BK**

Contenu de la Boîte





Instructions d'entretien et nettoyage

Il est recommandé de nettoyer à l'aide d'un savon liquide sans ammoniaque pour éliminer toutes taches à la surface ou taches d'eau. Rincez bien toutes les traces de savon. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer et essuyer le siège et les supports métalliques.

N'utilisez pas d'éponges métalliques ou à récurer, ni de nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager la finition de surface.

ATTENTION: La charge maximale est de 120 kg

Consultez un professionnel médical pour obtenir des conseils et des instructions spécifiques à vos besoins avant utilisation.

Ne modifiez pas ce produit en aucune façon.

Une fois installé, vérifiez le siège périodiquement afin de vous assurer que toutes les vis restent bien serrées.